

Lâminas para Microscopia

Lâminas para Microscopia

Fabricadas em vidro translúcido, ideais para processos de microscopia.

Disponíveis em:

- Lapidada ou não-lapidada;
 - Opcional com ponta fosca para marcação;
- Dimensões: 26 x 76mm;
- Espessura: 1,0 - 1,2mm;
- Separadas por papel com tratamento anti-fungo;
- Embaladas a vácuo.





Lâmina Lapidada

Modelo	Tipo	Apresentação
K5-7101	Ponta Lisa	50 Lâminas/Caixa
K5-7105	Ponta Fosca	50 Lâminas/Caixa

Lâmina Não-Lapidada

Modelo	Tipo	Apresentação
K5-7102	Ponta Lisa	50 Lâminas/Caixa
K5-7105-1	Ponta Fosca	50 Lâminas/Caixa



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.