

Agitadores Basic

Equipamentos de simples operação com design versátil para tubos de coleta, frascos, tubos de centrifugação, homogeneização de soluções e reagentes para laboratórios de hematologia, biologia, análises clínicas, biotecnologia, biologia molecular e microbiologia.

Características

- Moldados em metal de alta resistência e qualidade;
- Estrutura interna robusta e de alta durabilidade;
- Pintura metálica.

Agitador Gangorra

- Agitador com movimento de gangorra eficiente e confiável;
- Operação simples e contínua;
- Velocidade fixa de 15RPM;
- Capacidade máxima de 1kg;
- Angulação de 25°.

Agitador Tipo *Roller*

- Movimento de rotação e vibração;
- Operação contínua;
- Velocidade ajustável de 0 a 80RPM;
- Painel analógico.

Modelos	Especificação	Voltagem
K45-1510	Agitador Gangorra	110V
K45-1520	Agitador Gangorra	220V
K45-8010	Agitador tipo Roller	110V
K45-8020	Agitador tipo Roller	220V
K45-3210	Agitador Tipo Rotor	110V
K45-3220	Agitador Tipo Rotor	220V
K45-4010	Agitador 3D	110V
K45-4020	Agitador 3D	220V





Agitador Tipo Rotor

- Movimento circular;
- Ideal para tubos de coleta e de centrifugação;
- Velocidade ajustável de 12 a 32RPM;
- Capacidade para 24 tubos;
- Modo contínuo de operação;
- Angulação de 38°.



Agitador 3D

- Movimento tridimensional;
- Eficiente e de fácil operação;
- Destinado para as mais diversas aplicações em laboratório;
- Capacidade máxima de até 0,8kg;
- Angulação de 20°.



Especificações Técnicas

Especificações	Agitador Gangorra	Agitador tipo Roller	Agitador 3D	Agitador Tipo Rotor
Carga Máxima	1kg	12 tubos	0,8kg	24 tubos
Dimensões da Plataforma	252 x 170mm	N/A	240 x 170 x 150mm	N/A
Informações Elétricas	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Velocidade	Fixa-15RPM	0~80RPM	20RPM	12~32RPM
Potência	6W	12W	6W	12W
Amperagem	0,03A	0,05A	0,03A	0,05A
Peso Equipamento	2,5kg	3,6kg	3kg	4,7kg
Dimensões Equipamento	346 x 196 x 95mm	394 x 266 x 98mm	240 x 170 x 150mm	270 x 260 x 325mm

Embalagem contém:

- 1 Agitador de acordo com o modelo;
- 1 Cabo de energia AC;
- 1 Plataforma;
- 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos com registro na ANVISA.