

## Micropipetas Monocanal Basic

As Micropipetas Kasvi Basic são ideais para dispensação de líquidos em procedimentos de rotina das mais diversas áreas de pesquisa.

O botão para aspiração e dispensação possui duas etapas de operação, o que permite o uso em técnicas de pipetagem reversa.

Combinam leveza e design anatômico, conferindo maior conforto ao operador em utilizações prolongadas.

Fabricadas em material altamente resistente, disponíveis em modelos de volume fixo e variável.

### Micropipetas Monocanal Volume Fixo

- Corpo em ABS, base em PVDF e pistão em aço inox;
- Formato leve possibilita manipulação confortável;
- Cone autoclavável (121°C, 15psi, 20min).

Modelo	Volume	Imprecisão%	Inexatidão%
K1-5F	5 $\mu$ L	$\leq 0,80$	$\pm 2,0$
K1-10F	10 $\mu$ L	$\leq 0,50$	$\pm 1,0$
K1-20F	20 $\mu$ L	$\leq 0,30$	$\pm 1,0$
K1-25F	25 $\mu$ L	$\leq 0,30$	$\pm 1,0$
K1-30F	30 $\mu$ L	$\leq 0,30$	$\pm 1,0$
K1-50F	50 $\mu$ L	$\leq 0,30$	$\pm 0,8$
K1-100F	100 $\mu$ L	$\leq 0,25$	$\pm 0,8$
K1-200F	200 $\mu$ L	$\leq 0,15$	$\pm 0,8$
K1-250F	250 $\mu$ L	$\leq 0,20$	$\pm 0,8$
K1-500F	500 $\mu$ L	$\leq 0,20$	$\pm 0,8$
K1-1000F	1000 $\mu$ L	$\leq 0,15$	$\pm 0,8$



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

## Micropipetas Monocanal Volume Variável

- Corpo em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox;
- Leve, anatômica e com código de cores;
- Com trava de volume;
- Fácil ajuste e leitura;
- Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos;
- Autoclavável (121°C, 15psi, 20min).



Cód. de Cores	Modelo	Volume	Incremento	Imprecisão%	Inexatidão%
Laranja	K1-2B	0,2-2,0 $\mu$ L	0,002 $\mu$ L	$\leq$ 6,0-0,7	$\pm$ 12-1,5
Vermelho	K1-10B	1,0-10 $\mu$ L	0,02 $\mu$ L	$\leq$ 1,5-0,4	$\pm$ 2,5-1,0
Bege	K1-20B	2,0-20 $\mu$ L	0,02 $\mu$ L	$\leq$ 1,5-0,3	$\pm$ 2,5-1,0
Verde	K1-50B	5,0-50 $\mu$ L	0,2 $\mu$ L	$\leq$ 1,5-0,25	$\pm$ 2,0-1,0
Marrom	K1-100B	10-100 $\mu$ L	0,2 $\mu$ L	$\leq$ 0,50-0,15	$\pm$ 1,8-0,8
Amarelo	K1-200B	20-200 $\mu$ L	0,2 $\mu$ L	$\leq$ 0,50-0,15	$\pm$ 1,8-0,8
Azul	K1-1000B	100-1000 $\mu$ L	2 $\mu$ L	$\leq$ 0,30-0,15	$\pm$ 1,5-0,8
Roxo	K1-5000B	1000-5000 $\mu$ L	20 $\mu$ L	$\leq$ 0,30-0,15	$\pm$ 1,2-0,6
Cinza	K1-10000B	1000-10000 $\mu$ L	20 $\mu$ L	$\leq$ 0,30-0,15	$\pm$ 2,5-0,6

### Embalagem contém:

- 1 Micropipeta;
- 1 Chave de ajuste;
- 1 Manual de instruções.

## Acessório

Rack fabricado em acrílico, ideal para suporte de até cinco micropipetas Basic.

Área para armazenamento de ponteiros e microtubos.

Modelo	Descrição	Apresentação
K1-STAND-B	Suporte para 5 Micropipetas Basic	Unidade

