



Micropipetas Monocanal Volume Variável

Micropipetas de fácil manuseio, proporcionam firmeza e precisão na manipulação de líquidos.

Combinam design ergonômico, leveza e inovações que otimizam a transferência de soluções.

Fabricadas em material resistente, de alta qualidade e durabilidade. Reduzem o risco de lesões por esforço repetitivo, devido ao ejetor lateral curvo que distribui a força, conferindo maior conforto ao usuário.

Compatíveis com a maioria das ponteiros disponíveis no mercado.

Segurança

- Totalmente autoclaváveis (121°C, 15psi, 15 min);
- Trava de volume;
- Indicador de volume com ajuste preciso e de fácil visualização.

Ergonomia

- Encaixam confortavelmente na mão;
- Redução na força para aspirar, dispensar amostras e ejeção de ponteiros;
- Material leve;
- Fácil manuseio.

Características

- Modelos K1-2, K1-10 e K1-20 apresentam pontas metálicas com anéis duplos, proporcionando melhor encaixe da ponteira;
- Resistentes à luz UV;
- Corpo em policarbonato;
- Código de cores;
- Pistão em aço¹.



Cód. de Cores	Modelo	Volume	Incremento	Imprecisão%	Inexatidão%
Violeta	K1-2	0,1-2 μ L	0,002 μ L	\leq 6-1	\pm 2-2
Cinza	K1-10	0,5-10 μ L	0,02 μ L	\leq 1.8-0.5	\pm 2.5-1
Cinza	K1-20	2-20 μ L	0,02 μ L	\leq 1.5-0.3	\pm 5-1
Vermelho	K1-50	5-50 μ L	0,1 μ L	\leq 1.2-0.3	\pm 2-1
Laranja	K1-100	10-100 μ L	0,1 μ L	\leq 1-0.2	\pm 2.5-0.7
Amarelo	K1-200	20-200 μ L	0,2 μ L	\leq 0.7-0.2	\pm 2.5-0.6
Azul	K1-1000	100-1000 μ L	1 μ L	\leq 0.6-0.2	\pm 2-0.8

Embalagem contém:

- 1 Micropipeta monocal volume variável;
- Certificado de qualidade e calibração;
- Pacote com anéis de vedação sobressalentes, para volumes de 0,1 μ L a 20 μ L;
- 1 Manual de instruções.

¹Exceto nos modelos K1-5000 e K1-10000.

²Consultar disponibilidade.

Acessório

Suporte para cinco micropipetas monocanal ou multicanal.

Modelo	Descrição	Apresentação
K1- STAND	Suporte para 5 Micropipetas	Unidade

