



## Micropipetas Multicanal

Fabricadas em material extremamente resistente e leve, com design moderno e ergonômico.

Pistão em aço inoxidável, estrutura interna e base em alumínio anodizado. Mais resistentes a reagentes e choques mecânicos, reduz significativamente a reposição e manutenção de peças.

Possuem sistema diferenciado de molas que facilitam a pipetagem. Ponta da base com anel de vedação para melhor encaixe a uma ampla variedade de ponteiras.

Inovam com o conceito de ejetor lateral de ponteiras.

### Características

- Corpo em Policarbonato (PC);
- Pistão em aço inox;
- Interior e base em alumínio anodizado;
- Pontas com anel de vedação;
- Fácil visualização do volume no próprio controlador;
- Corpo Autoclavável<sup>1</sup> (121°C, 20psi, 20min);
- Resistentes à luz UV;
- Sistema de molas reduz em até 70% o esforço do polegar;
- Ejetor lateral de ponteiras;
- Código de cores;
- Disponíveis em modelos de 8 e 12 canais.

<sup>1</sup>Exceto pelos controladores de volume.



### Micropipetas Multicanal 8 canais

Cód. de Cores	Modelo	Volume	Incremento	Imprecisão%	Inexatidão%
■ Vermelha	K1-10-8	0,5-10µL	0,1µL	≤3,6- 1	±5-2
■ Cinza	K1-20-8	2-20µL	0,2µL	≤3,6-1	±5-2
■ Cinza	K1-50-8	5-50µL	0,5µL	≤1,6-0,6	±3,2-1,4
■ Amarela	K1-100-8	10-100µL	1µL	≤1,2-0,5	±2,5-1,3
■ Amarela	K1-200-8	20-200µL	2µL	≤0,8-0,4	±1,8-1,2
□ Branca	K1-300-8	30-300µL	2µL	≤0,6-0,3	±1,66-1,4

### Micropipetas Multicanal 12 canais

Cód. de Cores	Modelo	Volume	Incremento	Imprecisão%	Inexatidão%
■ Vermelha	K1-10-12	0,5 - 10µL	0,1µL	≤3,6- 1	±5-2
■ Cinza	K1-20-12	2 - 20µL	0,2µL	≤3,6-1	±5-2
■ Cinza	K1-50-12	5 - 50µL	0,5µL	≤1,6-0,6	±3,2-1,4
■ Amarela	K1-100-12	10 - 100µL	1µL	≤1,2-0,5	±2,5-1,3
■ Amarela	K1-200-12	20 - 200µL	2µL	≤0,8-0,4	±1,8-1,2
□ Branca	K1-300-12	30 - 300µL	2µL	≤0,6-0,3	±1,66-1,4

#### Embalagem contém:

- 1 Micropipeta multicanal;
- 1 Controlador de volume variável referente à faixa de volume da micropipeta;
- 1 Pacote com anéis de vedação sobressalentes;
- 1 Pacote com chaves "Allen" de tamanhos variados;
- 1 Guia rápido de uso;
- 1 Manual de instruções;
- 1 Certificado de qualidade.