

Pipetador Automático

O pipetador automático Kasvi (tipo AID) apresenta design leve, ergonômico e resistente, proporcionando ao seu usuário conforto e eficiência.

Fornecido com bateria de Íon-Lítio recarregável para até 12 horas de uso contínuo.

Compatível com pipetas sorológicas de vidro ou plástico com volumes de 1 a 100mL.

Características

- Corpo em ABS e cone em polipropileno, resistentes à luz UV;
- Extremamente leve;
- Autossustentável;
- Abertura para saída de vapores;
- Duas opções de dispensa: sopro ou gravidade;
- Velocidades de aspiração e dispensação totalmente ajustáveis;
- Pode ser utilizado durante a recarga;
- Acessórios autoclaváveis (121°C, 15psi, 15min) e disponíveis separadamente, possibilitando troca após desgaste.



Especificações Técnicas

Especificação	Descrição
Faixa de volume	1 – 100 mL
Peso	167g
Filtro	PTFE 0,2µm hidrofóbico
Voltagem	100-240V/60Hz

Modelo	Descrição	Apresentação
K1-AID	Pipetador Automático	Unidade

Acessórios

Acessórios	Descrição
K1-AID-02F	Filtro PTFE 0,2 μ m
K1-AID-03	Cone em polipropileno
K1-AID-04	Adaptador de silicone



K1-AID-02F



K1-AID-03



K1-AID-04

Embalagem contém:

- 1 Pipetador Automático;
- 1 Filtro PTFE 0,2 μ m;
- 1 Bateria Íon-Lítio recarregável (600mAh / 3,6V);
- 1 Carregador AC bivolt (100-240V / 60Hz, 0,2A);
- 1 Manual de instruções.