

Timer Digital

Composto por quatro canais que operam simultaneamente, com alarmes visuais e sonoros.

Suas características permitem seu uso como cronômetro, timer ou relógio.

Características

- Contagem progressiva e regressiva com alarme;
- Programação de 1 segundo a 99 horas, 59 minutos e 59 segundos;
- Alarme ajustável para indicação sonora do término da corrida por 1 minuto ou para indicação contínua até que seja desligado;
- Presilha com superfície magnética para fixação em estufas, geladeiras, freezer de laboratório etc;
- Acompanhado de Bateria LR44 de 1.5V.



Modelo	Descrição	Material	Resolução	Precisão	Dimensões	Apresentação
K30-004	Timer digital 4 canais independentes	ABS	1/100 seg.	99,995%	61 x 71 x 25mm	Unidade