

# Vortex Multifuncional

Ideal para homogeneização de soluções através de movimentação orbital de alta velocidade.

Possui dois modos de trabalho, controle de velocidade e múltiplas plataformas.

Sua estrutura em alumínio tratado e base em aço proporcionam maior resistência a choques químicos ou mecânicos e aumentam sua estabilidade, reduzindo consideravelmente a propagação de ruídos e vibrações.

Equipamento de alta qualidade, com excelente desempenho e praticidade.

## Características

- Dois modos de trabalho:
  - Toque;
  - Contínuo.
- Velocidade ajustável;
- Corpo em alumínio com pintura eletrostática;
- Base em aço para maior estabilidade;
- Plataformas intercambiáveis disponíveis:
  - Plataforma Cônica;
  - Plataforma Plana (Ø76mm).



Modelos	Descrição
K40-1010	Vortex multifuncional 0-3.300RPM 110V/60Hz e plataformas
K40-1020	Vortex multifuncional 0-3.300RPM 220V/60Hz e plataformas

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

## Acessórios

Modelos	Acessórios e Peças de Reposição
---------	---------------------------------

K40-1001	Plataforma plana Ø76mm
----------	------------------------

K40-1002	Plataforma cônica
----------	-------------------



K40-1001



K40-1002

## Especificações Técnicas

Especificações	Descrição
Movimento	Orbital
Velocidade	0-3.300RPM
Controle	Analogico com ajuste de velocidade
Dimensões	160 x 128 x 145mm
Peso	3kg
Potência	30W
Voltagem	AC 120V/60Hz ou AC 230V/60Hz

### Embalagem contém:

- 1 Vortex Multifuncional;
- 1 Plataforma cônica;
- 1 Plataforma plana (Ø76mm);
- 1 Removedor de plataforma;
- 1 Cabo de energia AC;
- 1 Manual de instruções.

