

Sinônimos Meios de Cultura

Para pesquisar termos/palavras, pressione **Ctrl+F**

| Referência Kasvi | Meios de Cultura | Nome em Inglês | Sinônimos | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| K25-611001 | Agar Bacteriológico | Bacteriological Agar | Agar-Agar | | Agar Powder | |
| K25-610004 | Agar Baird-Parker Base | Baird Parker Agar Base | Agar B.P.B. | | Baird Parker Agar with Sulpha | |
| K25-610102 | Agar Batata Dextrose | Potato Dextrose Agar | B.D.A. | P.D.A. | | Agar Batata Dextrosado |
| K25-610210 | Agar Bile Esculina | Bile Esculin Agar | B.E.A. | | Agar Base Bile Esculina | |
| K25-610041 | Agar Cetrimide | Cetrimide Agar | Pseudomonas Selective Agar Base | | Cetrimide Agar Base | |
| K25-610046 | Agar Citrato Simmons | Simmons Citrate Agar | A.C.S. | | Agar Simmons Citrato | |
| K25-620012/ K25-610012 | Agar C.L.E.D. | C.L.E.D. Agar with Bromophenol Blue | Agar Cistina-Lactose-Eletrolito-Deficiente | C.L.E.D. Agar with Bromothymol Blue | C.L.E.D. Medium | |
| K25-610013 | Agar Columbia Base | Columbia Agar Base | Agar Columbia Sangue Base | Agar Base Sangue Columbia | Columbia Blood Base | |
| K25-610040 | Agar Contagem de Placas | Plate Count Agar | Agar P.C.A. | Agar Padrão | P.C.A. | Plate Count Agar (Standard Methods Agar) Standard Plate Count (A.P.H.A.) |
| K25-610237 | Agar Dicloran Rosa Bengala com Cloranfeniol Base (D.R.B.C.) | D.R.B.C. Base Agar | Agar D.R.B.C. | Meio Dicloran Base com Rosa Bengala | Dichloran Medium Base with Rose Bengal. D.R.B.C. Agar | |
| K25-610019 | Agar Eosina Azul de Metileno (E.M.B. Levine) | E.M.B. Levine Agar | Eosin Methylene Blue Medium | E.M.B. Agar | Agar Base Eosina Azul Metileno (E.M.B.) E.M.B. Agar Modified | |
| K25-610021 | Agar Hektoen Entérico | Hektoen Enteric Agar | Agar Entérico Hektoen | | | |
| K25-620007/ K25-610007 | Agar Infusão de Cérebro e Coração (B.H.I.) | Brain Infusion Heart Infusion Agar | Brain Heart Infusion Agar | | | Brain Heart Agar |
| K25-610027 | Agar Lisina Ferro (L.I.A.) | Lysine Iron Agar | Agar L.I.A. | | | Agar Ferro Lisina |
| K25-610028/ K25-620028 | Agar MacConkey | MacConkey Agar | MacConkey Agar | | MacConkey Agar with 0,15% Bile Salts, CV and NaCl MacConkey Agar nº3 | |
| K25-611011 | Agar M-ENDO LES | M-ENDO Agar LES | Endo LES Agar Base | | Membrane Endo Agar LES MENDO Agar LES according to U.S.E.P.A. | |
| K25-610024 | Agar M.R.S. | M.R.S. Agar | Agar M.R.S. Lactobacilus | M.R.S. Lactobacilus Agar | M.R.S Modified Rappaport Vassiliadis | Agar Lactobacilos Lactobacilli M.R.S. Agar |
| K25-620033/ K25-610033 | Agar Mueller Hinton | Mueller Hinton Agar | Mueller Hinton Agar nº2 | | | |
| K25-620627/ K25-610627 | Agar Mueller Hinton II | Mueller Hinton Agar II | Mueller Hinton Agar nº2 | | | |
| K25-620036/ K25-610036 | Agar Nutriente | Nutrient Agar | Sabouraud 4% Dextrose | | | |
| K25-620103/ K25-610103 | Agar Sabouraud Dextrose | Sabouraud Dextrose Agar | Sabouraud 4% Dextrose | | | |
| K25-610029/ K25-620029 | Agar Sal Manitol | Mannitol Salt Agar | Agar Manitol Sal | Mannitol Salt Agar | Mannitol Salt Agar Base | Mannitol Salt Agar Mannitol Salt Phenol Red Agar |
| K25-610042 | Agar <i>Salmonella Shigella</i> (S.S.) | S.S. Agar Modified | Agar Modificado <i>Salmonella Shigella</i> | | S.S. Agar Agar S.S. | |
| K25-610005 | Agar Sangue Base | Blood Agar Base | Base para Agar Sangue | | | Agar Infusão |
| K25-610055/ K25-620055 | Agar Tríplice Açúcar Ferro (T.S.I.) | T.S.I. Agar | Triple Sugar Iron Agar | | | T.S.I. |
| K25-620052/ K25-610052 | Agar Triptona de Soja (T.S.A.) | Tryptic Soy Agar | Soyabean Casein Digest Agar | Agar Digestão Caseína de Soja | T.S.A. Agar Casoy | |
| K25-610107 | Agar Uréia Base | Urea Agar Base | Urea Agar Base (Christensen) | Agar Base para Adição de Uréia | | |
| K25-610009 | Agar Verde Brilhante | Brilliant Green Agar | B.P.L.S. Agar | Agar B.P.L.S. | Brilliant Green Agar Base, Modified Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar (U.S.P.) | |
| K25-610060 | Agar X.L.D. | X.L.D. Agar | Agar Xilose Lisina Desoxicolato | X.L.D. Agar | Xylose Lysine Deoxycolato Agar X.L.D. Medium | |
| K25-610038 | Água Peptona | Peptone Water | Água Peptonada | | | |
| K25-610010 | Caldo Bile Verde Brilhante 2% | Brilliant Green Bile Broth 2% | Caldo Brila | | Caldo Verde Brilhante Bile 2% Caldo Verde Brilhante | |
| K25-610063 | Caldo E.C. | E.C. Broth | E.C. Medium | | Meio E.C. Bacto E.C. Medium | |
| K25-620008/ K25-610008 | Caldo Infusão de Cérebro e Coração | Brain Heart Infusion Broth | Caldo B.H.I. | | Brain Heart Infusion Brain Heart Broth | |
| K25-611202 | Caldo Lactose | Lactose Broth | Caldo Lactosado | | | Bacto Lactose Broth Caldo Lactosa |
| K25-610085 | Caldo Lauril Triptose | Lauryl Tryptose Broth | Caldo Lauril Sulfato de Sódio | | | Caldo Lauril Sulfato Lauryl Sulfate Broth |
| K25-610032 | Caldo MR-VP | MR-VP Broth | Caldo Glicose Tamponado | Meio de Clark e Lubs | | Caldo VM-VP |
| K25-610175 | Caldo <i>Rappaport Vassiliadis</i> | <i>Rappaport Vassiliadis</i> Broth | <i>Rappaport Vassiliadis</i> Medium | M.S.R.V. | <i>Rappaport Vassiliadis</i> Soyabean Meal Broth (R.V.S.M.) <i>Rappaport Vassiliadis</i> Soya Peptone Broth | |
| K25-610104 | Caldo Sabouraud Dextrose | Sabouraud Dextrose Broth | Sabouraud Liquid Medium | | Meio Líquido Sabouraud Fluid Sabouraud Medium | |
| K25-610051 | Caldo Todd Hewitt | Todd Hewitt Broth | Todd Hewitt Broth | | | |
| K25-610053/ K25-620053 | Caldo Triptona de Soja (T.S.B.) | Tryptic Soy Broth | Caldo Tripticaseína de Soja | Meio Digestão de Soja | Meio Caseína de Soja Digerida | Tryptone Soya Broth (Soyabean Casein Digest Medium U.S.P.) Tryptone Soya Broth |
| K25-610497 | Extrato de Carne | Beef Extract | Meat Extract | Meat Extract Powder | Extrato Carne Extrato Carne Pó Microbiológico | |
| K25-611005 | Extrato de Levedura | Yeast Extract | Yeast Extract Powder | | | |
| K25-611006 | Extrato de Malte | Malt Extract | Malt Extract Powder | | | |
| K25-610022 | Meio G.C. | G.C. Medium | G.C. Agar Base | | Thayer - Martin Agar Base | |
| K25-610181 | Meio S.I.M. | S.I.M. Medium | Agar S.I.M. | | | |
| K25-610050 | Meio Tioglicolato | Thioglycollate Medium | Alternative Thioglycollate Medium | N.I.H. Thioglycollate Broth | Thioglycollate Medium Fluid | Thioglycollate Medium (U.S.P.) Fluid Thioglycollate Medium |
| K25-611701 | Peptona Bacteriológica | Peptone Bacteriological | Bacteriological Peptone | Bacto Peptone | Universal Peptone Caldo Peptona de Carne | |
| K25-611004 | Triptona | Tryptone | Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar) | | | |