

Produtos



Luva Cirúrgica Estétil

Luva Cirúrgica Supermax

As luvas cirúrgicas Supermax são fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente.

Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis.

Fabricada em látex

Com pó bioabsorvível

Formato anatômico

Esterilizada por radiação Gama

Superfície lisa

Microtexturizada na ponta dos dedos

Embalada em envelope contendo um par de luvas



Luva para procedimento não cirúrgico com pó

Luva Lisa

As luvas para procedimento não cirúrgico com pó Supermax passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência por serem fabricadas com látex de alta qualidade.

Luvas de qualidade representam economia para os estabelecimentos de saúde por redução de perda de luvas por defeito de fabricação.

Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com microorganismos, manipulação de materiais contaminados).

Fabricada em látex

Com pó bioabsorvível

Ambidestra

Não estéril

Superfície lisa

Tamanhos PP, P, M e G

Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades

Luva para Procedimento não cirúrgico sem pó

Luva Powder Free



Por ser totalmente isenta de pó, a luva Powder Free é indicada especialmente para prevenir o aparecimento de reações alérgicas em usuários e pacientes com sensibilidade ao látex.

A Luva Powder Free passa por um processo de fabricação rigoroso, onde as proteínas do látex, que são as responsáveis pela reação alérgica no usuário, são extraídas das luvas até níveis muito baixos, sendo ideal para pessoas com pré-disposição à alergia ao látex.

Indicada para uso hospitalar, odontológico, estética, estúdio de tatuagem e demais áreas onde há possibilidade de contato com sangue e/ou fluidos corpóreos.

Características do produto

Fabricada em látex	Baixo nível de proteínas do látex
Isenta de pó bioabsorvível	Superfície microtexturizada
Embalagem contendo 100 unidades.	Ambidestra
	Não estéril
Uso único	Tamanhos PP, P, M e G

Luva para procedimento não cirúrgico de Borracha Sintética

Luva de Nitrilo



As luvas para procedimento não cirúrgico fabricadas em Nitrilo – Supermax Microtexturizada Azul – são fabricadas visando à eliminação de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o uso.

Luvas de qualidade representam economia para os estabelecimentos de saúde por redução de perda de luvas por defeito de fabricação.

Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com microorganismos, manipulação de materiais contaminados).

Fabricada em Nitrilo (borracha sintética)	Sem pó bioabsorvível
	Ambidestra
Não estéril	Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos
Cor Azul	Tamanhos P, M, G e XG



Luva de Segurança para proteção química

Supermax Select



As luvas de segurança Supermax Select são especialmente desenvolvidas para utilização para proteção das mãos do usuário contra produtos químicos. Sua espessura permite ao usuário alta sensibilidade tátil durante manuseio. Esta luva não é indicada para utilização em ambiente hospitalar, odontológico ou outras áreas de saúde, para proteção contra agentes biológicos.



A Luva de segurança Supermax Select é indicada para proteção contra agentes químicos, tais como: Classe B (Detergentes, sabões amoníacos e similares), Classe C – Tipo 3 (alcoóis), Tipo 4 (éteres, Tipo 5 (cetonas) e Tipo 6 (ácidos orgânicos).

Fabricada em látex

Com pó bioabsorvível

Ambidestra

Não estéril

Superfície lisa

Tamanhos PP, P, M e G

Embalagem tipo “dispenser box” contendo 100 unidades