


## Seringas descartáveis - com e sem agulha



Desenvolvida para aplicação de medicamentos em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias. Apresentadas em diversos tamanhos para melhor atender as necessidades dos profissionais de saúde, com qualidade e segurança.

- Bico Luer Slip ou Luer Lock
- Estéril – Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO)
- Atóxica e apirogênica
- Corpo transparente
- Cilindro com anel de retenção
- Siliconada
- Descartável e de uso único

### SERINGA BICO LUER SLIP SEM AGULHA

Tamanho	Código	Cartucho	Caixa Máster
3 ml	0320101	100 unidades	1.500 unidades
5 ml	0310301	100 unidades	1.500 unidades
10 ml	0320501	100 unidades	1.000 unidades
20 ml	0320701	50 unidades	400 unidades
60 ml	0323101	25 unidades	300 unidades

### SERINGA BICO LUER LOCK SEM AGULHA

Tamanho	Código	Cartucho	Caixa Máster
3 ml	0320201	100 unidades	1.500 unidades
5 ml	0310401	100 unidades	1.500 unidades
10 ml	0320601	100 unidades	1.000 unidades
20 ml	0320801	50 unidades	400 unidades
60 ml	0323201	25 unidades	300 unidades

### SERINGA LUER SLIP COM AGULHA 25X7

Tamanho	Código	Cartucho	Caixa Máster
3 ml	0340101	100 unidades	1.500 unidades
5 ml	0340201	100 unidades	1.500 unidades
10 ml	0340301	100 unidades	1.000 unidades
20 ml	0340401	50 unidades	400 unidades