

PRODUCTS

Injection Systems - Hospital & Governo



BD Agulha para Aspiração

Maior segurança na reconstituição de medicamentos

Características:

- Bisel simples
- Canhão de cor vermelha
- Protetor de plástico que garante total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa

Benefícios / Vantagens:

- Maior segurança: ponta romba que dificulta penetração na pele diminuindo o risco de acidentes com perfuro-cortantes
- Comprimento ideal para aspiração de medicamentos
- Cânula siliconizada para facilitar o deslize da agulha no frascos-ampola
- Bisel simples com afiação adequada para a perfuração de frascos-ampola e que permite maior segurança na limpeza de ferimentos
- Canhão: encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lok™
- Canhão de cor vermelha: diferenciação dos demais tipos de agulhas

- Melhor relação Custo x Benefício

Apresentação:

- Agulha descartável estéril embalada unitariamente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades
- Embalagem comercial com 1000 unidades.

Uso exclusivo para aspiração de medicamentos



Agulhas BD PrecisionGlide™

Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão BD


Benefícios / Vantagens:

- Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente
- Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente
- Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha
- Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa
- Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas

Apresentação:

- Agulha descartável estéril embalada unitariamente, acondicionadas

- Embalagem comercial: 1000 unidades

Tabela de Medidas de Agulhas			
Métrico (mm)	Gauge/ Polegadas	Cor do Canhão A cor do canhão define o diâmetro da agulha	
1,60 x 40	16G 1 1/2		Branco
1,20 x 25 1,20 x 40	18G 1 18G 1 1/2		Rosa
1,00 x 25 1,00 x 30	19G 1 19G 1 1/4		Amarelo
0,80 x 25 0,80 x 30 0,80 x 40	21G 1 21G 1 1/4 21G 1 1/2		Verde
0,70 x 25 0,70 x 30	22G 1 22G 1 1/4		Preto
0,55 x 20	24G 3/4		Violeta
0,45 x 13	26G 1/2		Castanho
0,38 x 13	27 5G 1/2		Cinza



Seringas BD Plastipak™

Seringa descartável e estéril de qualidade e precisão BD



Benefícios / Vantagens:

- Seringas de tamanhos de 1*, 3, 5, 10 e 20ml com bico Luer Slip ou Luer-Lok™ (tipo rosca)
- Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas BD Plastipak™, proporcionando maior transparência
- Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos
- Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração
- Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas

*somente com bico Luer Slip

Qualidade e Segurança, agora com código de barras

- Identificação automática e sem erros do item
- Registro automático da movimentação de materiais
- Melhora controle de estoque
- Agiliza o trabalho na farmácia hospitalar
- Verificação automática da validade

Principais características:

- O bico Luer-Lok™ (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa
- Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino
- Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção

Apresentações:

- 1ml, bico Luer Slip
- 3, 5, 10ml, bico Luer Slip e Luer Lok™
- 20ml, bico Luer Slip Lateral e Luer Lok™
- Produto estéril embalado unitariamente



Seringas BD Plastipak™ com agulha

Seringa com agulha descartável e estéril: maior conforto ao cliente e praticidade ao profissional

Benefícios / Vantagens:

- Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de contaminação
- Bico Luer-Lok™: segurança que evita desconexão



Seringas BD 60ml



Seringa descartável e estéril de qualidade e precisão BD



Benefícios / Vantagens

- Ideais para diluição de medicamentos, aspiração e injeção de grandes volumes líquidos e soluções e alimentação enteral
- Possui bicos Luer Slip Central, Luer-Lok™ e Cateter
- Confeccionadas em prolipropileno especialmente desenvolvido para as seringas BD, proporcionando maior transparência
- Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos

- O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção
- Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas

Apresentações:

- Seringa descartável estéril embalada unitariamente
- Caixa comercial: 160 unidades



BD 1ml Luer Lok™



Seringa descartável estéril de 1ml confeccionada em policarbonato com bico Luer-Lok

Benefícios

- Bico Luer-Lok™
- Escala de alta resolução que permite fácil leitura das graduações de 0,01ml em ambos os lados da escala proporcionando extidão e versatilidade
- Cilindro de policarbonato
- Ideal para: medicina estética, neuro-radiologia, neonatal, angiologia, pediatria e reprodução humana

Apresentação:

- embalagem comercial: 800 unidades
- seringa descartável estéril embalada unitariamente



Tampa Vedante BD Luer Cap™

Segurança na vedação de bico de seringas e pontas de equipamentos

Benefícios / Vantagens

- Opção segura, definitiva e imediata para a vedação de bicos de segurança e ponta de equipamentos
- Reduz o risco de acidentes com perfuro-cortantes, uma vez que substitui com segurança e economia o uso de agulhas hipodérmicas
- Quando usados em seringas, evita contaminação no transporte de medicamentos e fluídos
- Quando usados em equipamentos protege e veda eficientemente a ponta sem a necessidade de usar um perfuro-cortante

Apresentações:

- Embalagem comercial: 1000 unidades
- Tampa vedante descartável estéril embalada unitariamente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades



Dosador Oral BD Oralpak™

Maior precisão e praticidade para administração de medicamentos via oral



- Melhor opção para a administração de medicamentos via oral
- Permite dosagem precisa, sem desperdício
- Facilidade na aspiração e na administração da medicação
- Graduação nítida e resistente, assegurando a administração da dosagem prescrita em ml
- Bico de segurança que impede o uso de agulha hipodérmica, eliminando o risco de uso indevido
- Tampa de perfeito ajuste, possibilitando o preparo da medicação para o uso posterior evitando vazamentos
- Adaptadores especialmente desenvolvidos que permitem compatibilidade com diferentes tipos de frascos, evitando vazamento

