


SERINGAS DE INSULINA BD ULTRA-FINE™

As seringas de insulina BD Ultra-Fine™ estão disponíveis com 3 versões de capacidades e 3 opções de agulhas:

- Capacidades: 30, 50 e 100 unidades (U).
- Tamanho das agulhas: 6 mm x 0,25 mm (31G); 8 mm x 0,3 mm (30 G) e 12,7 mm x 0,33 mm (29 G).


Seringas BD Ultra-Fine™ - Comprimento das agulhas



Importante

As agulhas de 12,7 mm aumentam o risco de aplicação no músculo, inclusive em adultos obesos. A absorção da insulina é mais rápida e causa hipoglicemia. (Veja na página 7).

Partes da seringa de insulina BD Ultra-Fine™



Nota Importante: O conteúdo deste site não se destina a ser um substituto para aconselhamento médico profissional, diagnóstico ou tratamento. Não desconsidere o conselho do seu médico ou demora na procura por causa de algo que você leu neste website.